

主要製品一覧表

製品番号	製品名	由来	主原料表示名称	INCI名	他成分	包装
AFN-211	フカヒレアテロコラーゲン 1% MP	サメ	水溶性コラーゲン	SOLUBLE COLLAGEN	クエン酸、クエン酸Na、水、メチルパラベン or フェノキシエタノール	1Kg
AFN-221	フカヒレアテロコラーゲン 1% PE					1Kg
AFS-111	フカヒレアテロコラーゲンSS 0.3% MP	サメ	サクシノイルアテロコラーゲン	SUCCINOYL ATELOCOLLAGEN	リン酸2Na、リン酸K、水、メチルパラベン or フェノキシエタノール	1Kg
AFS-121	フカヒレアテロコラーゲンSS 0.3% PE					1Kg
AFS-211	フカヒレアテロコラーゲンSS 1% MP					1Kg
AFS-221	フカヒレアテロコラーゲンSS 1% PE					1Kg
AFM-521	フカヒレアテロコラーゲン MS 0.8% PE	サメ	ミリストイルサクシニルアテロコラーゲン	MYRISTOYL SUCCINOYL ATELOCOLLAGEN	リン酸 2Na、リン酸 K、水、フェノキシエタノール	1Kg
AFV-121	フカヒレアテロコラーゲン SS-V 0.3% PE	サメ	サクシノイルアテロコラーゲン	SUCCINOYL ATELOCOLLAGEN	セルロースガム、リン酸 2Na、リン酸 K、水、フェノキシエタノール	1Kg
ATH-111	イズミダイアテロコラーゲンH 0.3% MP	イズミダイ	水溶性コラーゲン	SOLUBLE COLLAGEN	リン酸2Na、リン酸K、水、メチルパラベン or フェノキシエタノール	1Kg
ATH-121	イズミダイアテロコラーゲンH 0.3% PE					1Kg
ATH-211	イズミダイアテロコラーゲンH 1% MP					1Kg
ATH-221	イズミダイアテロコラーゲンH 1% PE					1Kg
APN-211	ブタアテロコラーゲン 1% MP	ブタ	水溶性コラーゲン	SOLUBLE COLLAGEN	濃度(1%) クエン酸、クエン酸Na、水、メチルパラベン or フェノキシエタノール	1Kg
APN-221	ブタアテロコラーゲン 1% PE					1Kg
APN-411	ブタアテロコラーゲン 2% MP				濃度(2%)クエン酸、水、メチルパラベン or フェノキシエタノール	1Kg
APN-421	ブタアテロコラーゲン 2% PE					1Kg
APS-111	ブタアテロコラーゲンSS 0.3% MP	ブタ	サクシノイルアテロコラーゲン	SUCCINOYL ATELOCOLLAGEN	リン酸2Na、リン酸K、水、メチルパラベン or フェノキシエタノール	1Kg
APS-121	ブタアテロコラーゲンSS 0.3% PE					1Kg
APS-211	ブタアテロコラーゲンSS 1% MP					1Kg
受注生産品 APS-221	ブタアテロコラーゲンSS 1% PE					1Kg
APS-411	ブタアテロコラーゲンSS 2% MP					1Kg
受注生産品 APS-421	ブタアテロコラーゲンSS 2% PE					1Kg
APV-121	ブタアテロコラーゲンSS-V 0.3% PE	ブタ	サクシノイルアテロコラーゲン	SUCCINOYL ATELOCOLLAGEN	セルロースガム、リン酸2Na、リン酸K、水、フェノキシエタノール	1Kg
APM-211	ブタアテロコラーゲンMS 1% MP	ブタ	ミリストイルサクシニルアテロコラーゲン	MYRISTOYL SUCCINOYL ATELOCOLLAGEN	リン酸2Na、リン酸K、水、メチルパラベン	1Kg
APH-311	ブタアテロコラーゲンH 1.5% MP	ブタ	水溶性コラーゲン	SOLUBLE COLLAGEN	リン酸2Na、リン酸K、水、メチルパラベン	1Kg
受注生産品 ABN-211	ウシアテロコラーゲン 1% MP	ウシ	水溶性コラーゲン	SOLUBLE COLLAGEN	濃度(1%) クエン酸、クエン酸Na、水、メチルパラベン or フェノキシエタノール	1Kg
受注生産品 ABN-221	ウシアテロコラーゲン 1% PE					1Kg
受注生産品 ABN-411	ウシアテロコラーゲン 2% MP				濃度(2%)クエン酸、水、メチルパラベン or フェノキシエタノール	1Kg
受注生産品 ABN-421	ウシアテロコラーゲン 2% PE					1Kg
受注生産品 ABS-111	ウシアテロコラーゲンSS 0.3% MP	ウシ	サクシノイルアテロコラーゲン	SUCCINOYL ATELOCOLLAGEN	リン酸2Na、リン酸K、水、メチルパラベン or フェノキシエタノール	1Kg
受注生産品 ABS-121	ウシアテロコラーゲンSS 0.3% PE					1Kg
受注生産品 ABS-211	ウシアテロコラーゲンSS 1% MP					1Kg
受注生産品 ABS-411	ウシアテロコラーゲンSS 2% MP					1Kg
受注生産品 ABS-421	ウシアテロコラーゲンSS 2% PE					1Kg
受注生産品 ABM-211	ウシアテロコラーゲンMS 1% MP	ウシ	ミリストイルサクシニルアテロコラーゲン	MYRISTOYL SUCCINOYL ATELOCOLLAGEN	リン酸2Na、リン酸K、水、メチルパラベン	1Kg



アテロコラーゲンの由来一覧表

アテロコラーゲンの種類	由来*			
	ウシ	ブタ	サメ (フカヒレ)	イズミダイ
アテロコラーゲン	○	○	○	--
アテロコラーゲンSS	○	○	○	--
アテロコラーゲンSS-V	--	○	○	--
アテロコラーゲンMS	○	○	○	--
アテロコラーゲンH	--	○	--	○

* 複数の原料を混合している製品はございません。 ○: あり -: なし

ウシ由来品の原料は、オーストラリア産で医療用コラーゲンに使用している安全性の高いウシ真皮を使用しています。
ブタ由来品の原料は、「と畜場法第10条」に基づく検査に合格した健康な食用のブタ真皮を使用しています。
サメ(フカヒレ)由来品の原料は宮城県気仙沼で水揚げされたヨシキリザメを使用しています。



koken-cosme.com

本資料の記載内容は、現時点で入手できた資料及び実験データに基づいて作成しておりますが、記載内容はいかなる保証をなすものではありません。
本資料に記載された内容は、都合により変更させて頂くことがございますので予めご了承下さい。掲載データ及び関連書類に関する著作権、意匠権を含む一切の知的財産権は株式会社高研に帰属し、許可なく複製・転載・引用することは一切禁じます。尚、これら材料の安全な使用にあたっては、当該製品のMSDSを事前にご参照ください。また、当該製品を配合した消費者向け製品への表現については、医薬品医療機器等法の関連法規に従うようご注意ください。

アテロコラーゲン

ATELOCOLLAGEN



特長

アテロコラーゲンは
親水性のタンパク質であり、
高い保湿性を持っています。

用途

化粧水、乳液、クリーム
スキンケア用品等

