



フリーズドライ型固形状美容液

# アクアジェルシリーズ

生コラーゲンの  
もつちカラを  
使う瞬間まで  
フレッシュに



展示処方・形状カスタム 基本となる全成分：アルギン酸Na、アルギン酸PG、水溶性コラーゲン、スクワラン、ラウリン酸ポリグリセリル-10

基本タイプ コーケンパーフェクトアクアジェルシート キュービックコーケンアクアジェル		DIYタイプ	3Dタイプ (カスタム品)
シート	キューブ		
生コラーゲン		形の変更	立体ハート型
#抗シワ* #保湿*		#オリジナル	#100%コラーゲン #オリジナル処方可

\*コーケンパーフェクトアクアジェルシートにて取得



使用方法動画をYoutubeで公開中

抗シワ  
ガイドライン  
準拠

フリーズ  
ドライ  
製法

防腐剤  
フリー

OEM  
対応可



フリーズドライ型固形状美容液  
アクアジェルシリーズ

## ブリスターパック包装のご提案

フェイスマスクとの併用がおすすめ

- コラーゲンパック
- おうちエステ
- スペシャルケア



シート1枚に  
約 $8 \times 10^{17}$ 個の生コラーゲン  
=コラーゲン美容液14本分\*

\*水溶性コラーゲン濃度0.1%(w/v)の30mL美容液の  
コラーゲン量で比較した場合

使用例

- 1 化粧水で整える
- 2 シートを気になる部分に貼る
- 3 フェイスマスクをのせて10~15分待つ

溶けてジェル状に変化  
馴染ませてケア終了

※希望の形に変更可能です(抜き刃代別途)

※ブリスターパック包装は協力工場をご紹介します。



※本資料の記載内容は、現時点で入手できた資料及び実験データに基づいて作成しておりますが、記載内容はいかなる保証をなすものではありません。※本資料に記載された内容は、都合により変更させて頂く場合がございますので予めご了承ください。掲載データ及び関連書類に関する著作権、意匠権を含む一切の知的財産権は株式会社高研に帰属し、許可なく複製・転載・引用することは一切禁じます。尚、これら材料の安全な使用にあたっては、当該製品のMSDSを事前にご参照ください。また、当該製品を配合した消費者向け製品への表現については、医薬品医療機器等法の関連法規に従うようご注意ください。

お問い合わせ

株式会社 高研

〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14  
TEL 03-3868-0560 FAX 03-3816-3570  
<https://koken-cosme.com/>

