

マリブレンマスクTP

マリブレンマスクTPは、セラピア(イズミダイ)の真皮から精製したコラーゲンを主剤とし、スポンジシート状に成型加工した化粧品製造専用原料です。

セラピア真皮由来のコラーゲンは、変性温度が他の魚類の中では高く、安定です。


これを用いたマリブレンマスクTPは、高い保水力を持ち、コラーゲン特有の感触があります。形はA4及びA5サイズのシート、フェイシャルマスク、アイリッドのタイプの4種類があります。

Marine Collagen Sheet



シート A5・A4

A5版、A4版プレーンタイプです。
カットしたり、そのままの形で
使用します。



アイリッド

アイゾーンや目元に
使用するタイプです。



フルフェイス

顔全体に使用するタイプです。
使いやすいように顔型に抜いて
あります。


マリブレンマスクTPの各成分について

マリブレンマスクTPの成分表示

配合成分名	表示名称	INCI名称
コラーゲン	コラーゲン	COLLAGEN
セルロース末	セルロース	CELLULOSE
流動イソパラフィン	水添ポリイソブテン	HYDROGENATED POLYISOBUTENE
ポリオキシプロピレンステアarylエーテル	PPG-15 ステアaryl	PPG-15 STEARYL ETHER
トリステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.)	ポリソルベート65	POLYSORBATE 65
ラベンダー油	ラベンダー油	LAVANDULA ANGUSTIFOLIA(LAVENDER) OIL

マリブレンマスクTP


◆吸水量が多い



吸水量(自重の何倍か)


●マリブレンマスクTPの吸水量は不織布が自重の7倍に対し、40倍の量を吸収します。

◆保水力が高い



30分後の単位重量当たりの保水率

●37°Cの恒温槽にて30分後の保水率を不織布と比較すると不織布が70%に対し、マリブレンマスクTPは85%でした。



社内資料による

◆電顕写真観察

●マリブレンマスクTPの表面の電顕写真より約100µm径のポアが観察されました。

製品番号	製品名	規格(厚み1mm)	包装
MTP5025	マリブレンマスクTP A5	148×210	250枚/袋 250枚×4袋/箱
MTP4005	マリブレンマスクTP A4	210×297	50枚/袋 50枚×4袋/箱
MTP2005	マリブレンマスクTP フルフェイス	—	50枚/袋 50枚×4袋/箱
MTP1020	マリブレンマスクTP アイリッド	—	200枚/袋 200枚×5袋/箱

安全性試験

ヒト皮膚累積刺激性試験(HRIPT): 陰性 (パッチテスト済、累積刺激テスト済、アレルギーテスト済)



koken-cosme.com

本資料の記載内容は、現時点で入手できた資料及び実験データに基づいて作成しておりますが、記載内容はいかなる保証をなすものではありません。本資料に記載された内容は、都合により変更させて頂くことがございますので予めご了承下さい。掲載データ及び関連書類に関する著作権、意匠権を含む一切の知的財産権は株式会社高研に帰属し、許可なく複製・転載・引用することは一切禁じます。尚、これら材料の安全な使用にあたっては、当該製品のMSDSを事前にご参照ください。また、当該製品を配合した消費者向け製品への表現については、医薬品医療機器等法の関連法規に従うようご注意ください。

© 2012-2019 KOKEN CO.,LTD. C-1-806-5-01-07

お問い合わせ先 株式会社 高研 〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 TEL 03-3868-0560 FAX 03-3816-3570